

Een makkelijke en snelle manier om uw bloedglucoseresultaten te delen met uw medisch zorgverlener

Word een CONTOUR® DIABETES app gebruiker en maak vanop afstand contact met uw medisch zorgverlener*

1

CONTOUR® DIABETES app downloaden



Gratis download



Download in de
App Store

ONTDEK HET OP
Google Play

Voor een lijst met compatibele apparaten, ga naar compatibility.contourone.com

2

Een account aanmaken



3

Uw compatibele CONTOUR® meter koppelen



Voor meer informatie, ga naar:
<https://www.ascensiadiabetescare.be>

*Patiënten moeten geregistreerd zijn op GlucoContro.online en dienen toestemming te geven om hun gegevens met hun medisch zorgverlener te delen

Eenvoudige onboarding om bloedglucosemeting vanop afstand met uw medisch zorgverlener mogelijk te maken

Wacht op de uitnodiging van uw medisch zorgverlener

Uitnodiging via e-mail

of

Uitnodiging via QR-code

Ontvang een e-mailuitnodiging en klik op de link*



1

Scan de QR-code die tijdens het bezoek werd gegenereerd

Nieuwe patiënt toevoegen

Handmatig QR code

Voornaam Achternaam

Vul voornaam in Vul achternaam in

Ik wil een e-mailuitnodiging sturen naar deze patiënt

E-mailadres

Vul e-mailadres in

Land

België

Optionele informatie

Nieuwe patiënt toevoegen

Nieuwe patiënt toevoegen

Handmatig QR code

2

Log in met je CONTOUR®DIABETES app gebruikersnaam en wachtwoord

Patiënt Prof.Zorgverlener

Contour Evoking with you Gebruik de inloggegevens van Contour Cloud om in te loggen op uw account.

E-mailadres

Vul e-mailadres in

Wachtwoord [Wachtwoord vergeten?](#)

Vul wachtwoord in

Onthoud me

Inloggen

Heeft u geen account? [Account aanmaken](#)

3

Vul je gegevens in



Nu heeft uw medisch zorgverlener toegang tot uw bloedglucosegegevens via GlucoContro.online

* De medisch zorgverlener stuurt de uitnodiging



0800 97 212

info@ascensidiabetescare.be

<https://www.ascensidiabetescare.be>

© 2021 Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
Alle rechten voorbehouden.

Ascensia, het Ascensia Diabetes Care logo en Contour zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Apple en het Apple-logo zijn in de Verenigde Staten en andere landen gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc. App Store is een service van Apple Inc. Google Play en het Google Play logo zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren en worden uitsluitend gebruikt voor informatieve doeleinden.

LMR-ADC-BE-2022004-L-NL